



CERTIFIÉ :

- EN14683:2019+AC:2019
- ISO 9001
- EC1907-2006
- YY/T 0969-2013
- EC1907-2006 (TUV)

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les masques de type II sont principalement destinés aux professionnels de la santé dans une salle d'opération ou un autre cadre médical où les mêmes conditions sont requises. Les deux types (I & II) diffèrent en fonction de leur efficacité de filtration bactérienne. Le type II est subdivisé en fonction du fait que le masque est résistant aux éclaboussures (R : résistant aux éclaboussures). L'efficacité de filtration bactérienne de type II (BFE) est ≥ 98 .

- Médical
- Non stérilisé
- Attaches aux oreilles
- 3 couches de protection
- Dimensions du masque : 6,89" x 3,74" (17,5 x 9,5 cm)
- Style: Masque chirurgical plat

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE :

- 50 pièces par boîte
- Dimensions de la boîte intérieure : 7,87" x 2,6" x 4,13"
(20 x 6,6 x 10,5 cm)
- 40 boîtes par carton
- 2000 pièces par carton
- Dimensions du carton : 16,34" x 13,78" x 17,32" (41,5 x 35 x 44 cm)
- Poids du carton : 23,15 lb (10,5 kg)

