

CERTIFIÉ :

- GB 9706.1-2007
- GB/T 14710-2009
- EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014
- EN 60601-1-2:2015

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- **Rapide et précis:** Mesure de la température en une seconde, précision de $\pm 0,3$ °C.
- **Mesure de température sans contact:** Distance de mesure pratique et sécuritaire de 3 à 5 cm.
- **Usage multiple:** Température mesurable de 5 à 80°C pour le corps humain et les objets.
- **3 couleurs de rétroéclairage différentes :** Vert (normal), orange (faible fièvre), rouge (forte fièvre)

SPÉCIFICATIONS :

- **Taille:** 3.74" x 1.65" x 6.14" (9.5 x 4.2 x 15.6 cm)
- **Poids:** 0.27 lbs (124 grams)
- **Distance de mesure:** 1.18" – 1.97" (3-5 cm)
- **Plage de température:**
 - **Corps:** 89.6°F- 109.2°F (32°C-42.9°C)
 - **Objet:** 41°F-176°F (5°C-80°C)
- **Précision:**
 - 89.6°F~94.8°F: ± 32.5 °F (32°C~34.9°C: ± 0.3 °C)
 - 95°F~107.6°F: ± 32.4 °F (35°C~42°C: ± 0.2 °C)
 - 107.8°F~109.2°F: ± 32.5 °F (42.1°C~42.9°C: ± 0.3 °C)
- **Rapport de résolution:** 32.2°F (0.1°C)
- **Arrêt automatique:** 60 secondes
- **Batterie:** DC3V (batterie alcaline AAA 2x, numéro 7, non inclus)
- **Température de fonctionnement:** 60.8°F-95°F (16°C-35°C)
- **Température de l'alarme prédéfinie:** 100.4°F (38°C)

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE :

- 60 pièces par carton
- Poids du carton : 19 lb (8,6 kg)
- Dimensions du carton:
19.29" x 14.96" x 11.42" (49 x 38 x 29 cm)

