



CERTIFIÉ :

- ANSI/ISEA Z87.1-2020 (**testé dans un laboratoire américain**)
- GB 32166. 1-2016
- CPSC 16 CFR 1610
- CSA Z94.3:20 6.2 Ignition resistance

DESCRIPTION DU PRODUIT :

- Conçu pour les environnements et procédures où le risque d'exposition au sang et fluides corporelles par éclaboussure est possible.
- Fait de PET (Polytéréphtalate d'éthylène).
- Traitement antibuée recto-verso.
- Film de protection recto-verso pour une visibilité optimale (doit être retiré avant utilisation).
- Équipé d'une bande de mousse frontale et d'un bandeau élastique ajustable.
- Peut être porté avec ou sans lunettes.
- 24 cm de haut x 36 cm de large (9,44 po x 14,17 po) selon les exigences canadiennes.

1- INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE (100 unités) :

- 10 pièces par sac
- 10 sacs par carton
- 100 pièces par carton
- Poids du carton : 11,66 lb (5,29 kg)
- Dimensions du carton: 14,7" x 13,3" x 16,7"
(37,34 x 33,78 x 42,42 cm)

2- INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE (20 unités) :

- 10 pièces par sac
- 2 sacs par carton
- 20 pièces par carton
- Poids du carton : 5,42 lb (2,46 kg)
- Dimensions du carton: 15,38" x 14,5" x 2,5"
(39,07 x 36,83 x 6,35 cm)